

CPM-Motorschiene
Ellenbogengelenk

CPM-Bewegungsschiene KINETEC® 6080™

Bewegungsbereiche

Extension/Flexion: 0-0-135°

Pronation/Supination: 90-0-90°

Technische Daten

Patientengröße: 1,40 m bis 1,90 m

Gerätemaße: 72 cm x 65 cm x 130 cm

Gerätgewicht: 21 kg



Besondere Merkmale

- Einsatz im Sitzen oder Liegen
- anatomisch korrekte Bewegung
- Extension/Flexion mit oder ohne synchronisierte Pronation/Supination