

## **CPM-Motorschiene Finger-/Handgelenk**

### **CPM-Bewegungsschiene KINETEC® Maestra™**



#### **Bewegungsbereiche**

Langfingergelenke: selektiv oder kombiniert in Extension/Flexion

Handgelenk: Extension/Flexion, Pronation/Supination, Ulnar/Radialabduktion

Daumen: Oppositionsbewegung, Extension/Flexion

Jeweils bis zum vollen physiologischen Bewegungsausmaß.

#### **Technische Daten**

Patientengröße: Alle Handgrößen ab einem Alter von 7 Jahren

Gerätemaße: 35 cm x 41 cm x 30 cm

Gerätgewicht: 8 kg

#### **Besondere Merkmale**

- Multifunktionsgerät für Hand-, Finger- und Daumengelenke
- 16 veränderbare Behandlungsprogramme
- feindosierbare Kraftsensorik
- Pausen in Extension und Flexion
- Behandlungsdauer vorwählbar
- feinstufige Regelung der Geschwindigkeit