

**CPM-Motorschiene
Großzehengrundgelenk**

CPM-Bewegungsschiene Jace® T300

Bewegungsbereiche

Dorsalflexion/Plantarflexion: 60-0-90°

Technische Daten

Patientengröße: beliebig

Gerätemaße: 43 cm x 37 cm x 50 cm

Gerätgewicht: 5 kg



Besondere Merkmale

- Aufwärmfunktion (langsame Steigerung des Bewegungsumfanges von 50 % auf 100 %)
- Kraftlimitierung
- Fernbedienung
- stufenlos einstellbare Geschwindigkeit