

CPM-Motorschiene
Knie- und Hüftgelenk

CPM-Bewegungsschiene KINETEC® Optima™ S4

Bewegungsbereiche

Extension: -10°

Knie Flexion: 120°

Technische Daten

Patientengröße: 1,40 m bis 1,90 m

Gerätemaße: 95 cm x 33 cm x 33 cm

Gerätgewicht: 12 kg

Hilfsmittel-Nummer: 32.04.01.0001



Besondere Merkmale

- feindosierbare Kraftsensorik (Spasmenschaltung)
- Pausenfunktion in Extension und Flexion
- anatomisch korrekter Bewegungsablauf
- Halterung für Handbedienung mit Schnellentriegelung
- 16 veränderbare Behandlungsprogramme
- Aufwärmfunktion (langsame Steigerung des Bewegungsumfanges von 70 % auf 100 %)
- Speicherfunktion für Behandlungszeit