

CPM-Motorschiene
Knie- und Hüftgelenk

CPM-Bewegungsschiene KINETEC® Prima™ Advance

Bewegungsbereiche

Extension: -5°

Knie Flexion: 115°

Technische Daten

Patientengröße: 1,45 m bis 2,00 m

Gerätemaße: 101 cm x 33 cm x 33 cm

Gerätgewicht: 11 kg



Besondere Merkmale

- anatomisch korrekter Bewegungsablauf
- breite Kunststoffeinlagen
- Einstellung der Flexion, Extension und Geschwindigkeit über Drehpotentiometer
- Patientenschalter für Start/Stop/Bewegungsumkehr
- kurzes Gehäuse
- geringes Gewicht