

CPM-Motorschiene Schultergelenk

CPM-Bewegungsschiene KINETEC® Centura™

Bewegungsbereiche

Extension/Flexion: 0-20-150°

Adduktion/Abduktion: 0-20-150°

Innen-/Außenrotation: 30-0-90°

Technische Daten

Patientengröße: 1,40 m bis 2,00 m

Gerätemaße: 56 cm x 100 cm x 76 cm

Gerätengewicht: 29 kg

Hilfsmittel-Nummer: 32.09.01.0003



Besondere Merkmale

- 16 veränderbare Behandlungsprogramme
- feinstufige Geschwindigkeitseinstellung
- einfachste Ermittlung des möglichen Bewegungsumfanges
- Speicherfunktion für Behandlungszeit
- feindosierbare Kraftsensorik (Spasmenschaltung)
- Pausenfunktion
- 3 verschiedene Sicherheitsschaltungen
- leichter Umbau der Seiten
- Umbau von Abduktion nach Flexion durch Fachpersonal möglich
- entwickelt in Konformität mit den Qualitätsstandards des Hilfsmittelverzeichnisses

Zubehör

- horizontale Adduktion/Abduktion
- Bett- und Rollstuhlversion
- Scapula Fixation
- Kopfstütze
- zweiter Motorensatz zum beidseitigen Einsatz
- Ellenbogenmodul CEM