

CPM-Motorschiene Sprunggelenk

CPM-Bewegungsschiene KINETEC® Breva™

Bewegungsbereiche

Plantarflexion/Dorsalextension: 40-0-30°

Pronation/Supination: 25-0-25°

Abduktion/Adduktion: 20-0-25°

Technische Daten

Fußgrößen: von 19 cm bis 29 cm

Gerätemaße: 56 cm x 37 cm x 45 cm

Gerätgewicht: 12 kg

Besondere Merkmale

- 16 individuell anpassbare Programme
- einfache Anpassung
- Aufwärmfunktion (langsame Steigerung des Bewegungsumfanges von 70 % auf 100 %)
- selektiv ein- oder zweiachsiger synchroner Bewegungsablauf
- genaue Regelung der Kraftsensorik
- Einsatz im Sitzen oder Liegen

